



Catálogo de produtos

# Gesso



# DENT-MIX

## Tipo 4

**Gesso Especial.** Para troqueis, material de alta resistência mecânica e baixa expansão. Possui excelente resistência, dureza e um mínimo de expansão de presa.  
**Pote 1kg ou saco 1kg**



## Gesso Pedra Tipo 3

**Gesso Alfa.** Para uso em odontologia e prótese dentária, excelente resistência mecânica.  
**1kg ou 25kg.**

## Gesso Comum Tipo 2

**Gesso Beta.** Para menor resistência mecânica e maior porosidade.  
**1kg ou 25kg.**



## Isolagesso

Isolante. Para troquéis e modelos em gesso.  
**Frasco de 100ml, 500ml ou 1L.**



## Borax

**Fluxante para fundição de metais.** Utilizado para dar brilho em modelos.  
**Embalagem de 100g ou 1kg.**



## Gesso Ortodôntico

**Gesso Alfa super alvo especial.** Para uso em ortodontia pela excelente resistência à fissura.  
**2kg ou 25kg.**

