

Catálogo de produtos

# Polimento





# PASTA

## de Polimento Universal

**Pasta para polimento.** Utilizada na remoção de pequenos riscos, proporcionando brilho em cromo, níquel-cromo, prata, ouro, latão, resinas, metais e outros materiais.

**Bisnaga de 120g**

## Pasta Poli Acrílica

**Pasta acrílica.** Para polimento de acrílicos em geral, polimento de provisórios, aparelhos odontológicos removíveis, prótese total e também para casos de pequenos desgastes.

**Seringa 5g**



## Pasta Polier Past 1 ou 2

**Pastas para acabamento inicial sequencial:**

Pasta polier past 1:  
grossa malha # 200

**Seringa 5g**

Pasta polier past 2:  
fina malha # 325

**Seringa 5g**

\*Vendidos separadamente



## Pasta Poli Composta

**Pasta composta.** Indicada após o uso das pastas Polier Past 1 ou Polier Past 2, para polir resinas, auto e fotopolimerizável.

**Seringa 5g**



## Pasta Poli Diamantada

**Pasta para polimento.**

Proporciona excelente polimento e alto brilho para porcelana, esmaltes e outros materiais restauradores acrílicos.

**Seringa 5g**

