

ADERE PROTESE**ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:**
636.267.660.116

Página 1 de 4

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável**1. Identificação do Produto e da Empresa**

Nome do Produto: CREME ADESIVO PARA PROTESE DENTAL

Número CAS: :N/A

Número ONU: Não aplicável

Fabricante/Fornecedor: ASFER Indústria Química Ltda

Endereço: Alameda Araguaia, 180 - Santa Maria, São Caetano do Sul - SP, 09560-580

Telefone para Emergência: [\(11\) 4222-3140](tel:(11)4222-3140)Email para contato: asfer@asfer.ind.br

CEATOX: 0800 014 8110

2. Identificação de Perigos

Classificação dos Perigos: Pode ser classificado como irritante para os olhos e a pele.

Perigos físicos: Não é inflamável.

Precauções: N/A

3. Composição e Informações sobre os Ingredientes

Ingredientes: sais de sódio/cálcio de poli (metilviniléter / ácido maleico), carboximetil celulose ,corante vermelho , óleo mineral e vaselina.

Outros Componentes: Não aplicável

4. Medidas de Primeiros Socorros**Inalação:** Não são necessárias medidas especiais**Contato com a pele:** N/A**Contato com os olhos:** Lavar imediatamente com água por pelo menos 15 minutos e consultar um médico.

ADERE PROTESE

ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 2 de 4

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável

Ingestão: Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.

5. Medidas de Controle a Incêndios

Meios de Extinção: Água, espuma, dióxido de carbono (CO₂), pó químico seco.

Perigos Específicos: nenhum específico

Procedimentos Especiais: Usar equipamento de proteção individual adequado.

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Método de Contenção: Usar equipamento de proteção pessoal apropriado e procedimento de emergência

Procedimento de Limpeza: não são necessárias

7. Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Usar equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança e luvas) se houver risco de poeira.

Armazenamento: Manter em local fresco e seco, em recipiente bem fechado.

8. Controle de Exposição e Proteção Individual

Limites de exposição: não são necessárias medidas especiais

EPI recomendado: Luvas, óculos de proteção, máscara de proteção..

9. Propriedades Físicas e Químicas

Aparência: pasta

Cor : rosa clara

Espraçamento: 6,0 a 9,0 cm

Solubilidade em água: insolúvel.

ADERE PROTESE

ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 3 de 4

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável**pH :** 6 A 7**odor:** característico**10. Estabilidade e Reatividade****Estabilidade:** Estável sob condições normais.**Incompatibilidades:** nenhuma conhecida**11. Informações Toxicológicas****Contato com a pele:** A resina polimerizavel pode ser irritante à pele ou pode causar reações alérgicas.**Ingestão:** Procurar um médico com a instrução de uso.**Inalação:** N/A**Contato com os olhos:** A resina polimerizavel pode ser irritante aos olhos.**12. Informações Ecológicas****Efeitos no meio ambiente:** O Material de preenchimento dentário não causa nenhum distúrbio em plantas selvagens.**13. Considerações sobre Tratamento e Disposição****Métodos de Descarte:** O descarte deve ser feito de acordo com as leis vigentes**14. Informações sobre Transporte****Classe de risco:** Não regulamentado como material perigoso.**15. Regulamentações Nacionais e Internacionais:****Frase de risco:** N/A

ADERE PROTESE

ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 4 de 4

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável

Frases de segurança: S24/25: Evitar contato com os olhos e com a pele S26: Em caso de contato com os olhos lavar imediata e abundantemente em água e chamar um especialista.

Legislação Brasileira: Resolução nº 185 de 22 de outubro de 2001. Produto de Assistência à saúde. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evitar contato prolongado com a pele, manipular o produto com luvas.

16. Outras Informações

Data de Emissão: 13/09/2024

Revisão: 05

Referências: Consultar regulamentos locais e diretrizes para garantir conformidade.