



FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)

ÁGUA DESTILADA

ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE: 636.267.660.116

Página 1 de 3

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável

1. Identificação do Produto e da Empresa

Nome do Produto: ÁGUA DESTILADA

Número CAS: 7732-18-5

Número ONU: Não aplicável

Fabricante/Fornecedor: ASFER Indústria Química Ltda

Endereço: Alameda Araguaia, 180 - Santa Maria, São Caetano do Sul - SP, 09560-580

Telefone para Emergência: [\(11\) 4222-3140](tel:(11)4222-3140)

Email para contato: asfer@asfer.ind.br

CEATOX: 0800 014 8110

2. Identificação de Perigos

Classificação: Não perigosa em condições normais de uso.

Perigos Potenciais: Afogamento em grandes quantidades.

3. Composição e Informações sobre os Ingredientes

Substância: Água purificada

Concentração: 100%

4. Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Remover para ar fresco. Procurar atendimento médico se houver dificuldades respiratórias.

Contato com a pele: Lavar com água em abundância. Procurar atendimento médico se houver irritação.

Contato com os olhos: Lavar com água por pelo menos 15 minutos. Procurar atendimento médico se houver irritação persistente.

ÁGUA DESTILADA**ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:**
636.267.660.116

Página 2 de 3

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável**Ingestão:** Não é tóxica, mas se ingerida em grandes quantidades, procurar atendimento médico.**5. Medidas de Controle a Incêndios****Meios de Extinção:** Água, espuma, dióxido de carbono (CO₂).**Perigos Especiais:** Não inflamável.**6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento****Derramamento ou Vazamento:** não se aplica**7. Manuseio e Armazenamento****Manuseio:** Usar luvas e óculos de proteção se houver risco de contato com equipamentos.**Armazenamento:** Armazenar em local fresco e seco, em recipiente fechado..**8. Controle de Exposição e Proteção Individual****Limites de Exposição:** Não aplicável.**Equipamentos de Proteção Individual (EPI):** Luvas e óculos de proteção, se necessário.**9. Propriedades Físicas e Químicas****Estado Físico:** Líquido**Cor:** Incolor**Odor:** Inodoro**pH:** 5 a 7**condutividade:** 0 a 4µS/cm

microbiologia

Análise	Resultado
Contagem Total de Bactérias Heterotróficas	< 1,00 UFC/mL

ÁGUA DESTILADA**ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP** - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 3 de 3

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável

Pesquisa de Coliformes Totais	Ausente
Pesquisa de Escherichia coli	Ausente
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	Ausente

10. Estabilidade e Reatividade**Estabilidade:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.**11. Informações Toxicológicas****Efeitos agudos:** Não tóxica.**Efeitos crônicos:** Não aplicáveis**12. Informações Ecológicas****Impacto Ambiental:** Considerada não tóxica. Descartar em conformidade com as regulamentações locais.**13. Considerações sobre Tratamento e Disposição****Normas:** Registros conforme regulamentações locais e internacionais.**14. Informações sobre Transporte****Número UN:** Não aplicável.**Classe de Risco:** Não perigoso.**15. Regulamentações Nacionais e Internacionais:**

Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019; Norma ABNT-NBR 14725; Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência

16. Outras Informações**Data de Emissão:** 13/09/2024**Revisão:** 05



FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)

ÁGUA DESTILADA

ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 4 de 3

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável

Referências: Esta documento foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.