

CREME ENDO PTC**ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP** - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 1 de 6

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável**1. Identificação do Produto e da Empresa**

Nome do Produto: CREME ENDO PTC

Número ONU: Não aplicável

Fabricante/Fornecedor: ASFER Indústria Química Ltda

Endereço: Alameda Araguaia, 180 - Santa Maria, São Caetano do Sul - SP, 09560-580

Telefone para Emergência: [\(11\) 4222-3140](tel:(11)4222-3140)Email para contato: asfer@asfer.ind.br

CEATOX: 0800 014 8110

2. Identificação de Perigos

Nocivo por Ingestão; Irritante para os olhos e pele.

- Efeito sobre os olhos: Pode causar leve irritação nos olhos- Pele: Pode causar leve irritação na pele.- Ingestão: Poderá causar náusea e irritação.**3. Composição e Informações sobre os Ingredientes**

ingredientes

FunçãoCAS

Peróxido de Carbamida- Agente Oxidante

124-43-6

CREME ENDO PTC**ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP** - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 2 de 6

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável

Polissorbato 80 - Tenso ativo 9005-65-6

Polietilenoglicol 400 - Espessante 9002-88-4

Polietilenoglicol 4000 - Espessante 9002-88-4

4. Medidas de Primeiros Socorros**Inalação:** Não são necessárias medidas especiais**Contato com a pele:** Lave imediatamente com água e sabão. Procure um médico se a irritação evoluir ou persistir.**Contato com os olhos:** Lave imediatamente com água em abundância. Procure imediatamente um médico.**Ingestão** Lave imediatamente com água em abundância. Procure imediatamente um médico.**5. Medidas de Controle a Incêndios**Meios de Extinção: Água, espuma, dióxido de carbono (CO₂), pó químico seco.

Perigos Específicos: nenhum específico

Procedimentos Especiais: Usar equipamento de proteção individual adequado.

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento**Método de Contenção:** Usar equipamento de proteção pessoal apropriado e procedimento de emergência**Procedimento de Limpeza:** absorva com material não inflamável, depois lave a área com água.

CREME ENDO PTC**ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:**
636.267.660.116

Página 3 de 6

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável**7. Manuseio e Armazenamento****Procedimento Geral:** Evite contato com os olhos, pele e roupas.**- Condições de Armazenamento:** Armazene o produto em temperaturas entre 2° a 30°C. Não congelar o produto. Proteger da incidência da luz solar direta.**- Precauções e Manuseio:** Utilize proteções adequadas.**8. Controle de Exposição e Proteção Individual****Proteção Respiratória:** Em caso de ventilação insuficiente, use equipamentos respiratórios apropriado.**- Proteção de Olhos e Face:** Utilize máscara e óculos de proteção.**- Proteção Ocular:** Óculos de proteção.**- Proteção da Pele:** Utilize roupas e luvas apropriadas.**9. Propriedades Físicas e Químicas****Aspecto:** Pasta**Cor:** Branco a ligeiramente amarelo.**Odor:** Característico

Teor de pureza : 9,5 a 10,0%

10. Estabilidade e Reatividade

CREME ENDO PTC**ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:**
636.267.660.116

Página 4 de 6

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável

Estabilidade: Estável quando armazenado e manuseado de acordo com as recomendações do fabricante.

Condições para evitar: Evite o excesso de calor e exposição à luz solar.

Materiais incompatíveis: Bases fortes, metais, materiais orgânicos, e agentes redutores.

11. Informações Toxicológicas

Efeito nos Olhos: Pode causar irritação leve.

Efeito na Pele: Pode causar irritação leve.

12. Informações Ecológicas

Dados do meio ambiente: Biodegradável

13. Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de Descarte: O descarte deve ser feito de acordo com as leis vigentes

14. Informações sobre Transporte

Regulamentações Nacionais e internacionais: Produto não classificado perigoso para o transporte de produtos perigosos, conforme Resolução N°420 do Ministério dos transportes.

Regulamentações adicionais: Classificado de acordo com as diretrizes europeias de classificação de produtos perigosos e preparações. Não classificado como perigoso. Nenhum rótulo é necessário.

15. Regulamentações Nacionais e Internacionais:

CREME ENDO PTC**ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP** - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 5 de 6

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável**Frase de risco:** N/A**Frases de segurança:** S24/25: Evitar contato com os olhos e com a pele S26: Em caso de contato com os olhos lavar imediata e abundantemente em água e chamar um especialista.**Legislação Brasileira:** Resolução nº 185 de 22 de outubro de 2001. Produto de Assistência à saúde. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evitar contato prolongado com a pele, manipular o produto com luvas.**16. Outras Informações**

Data de Emissão: 13/09/2024

Revisão: 05

Referências: Consultar regulamentos locais e diretrizes para garantir conformidade.

Indicações:

O Endo PTC Creme é usado durante o preparo mecânico dos canais radiculares, quando do tratamento dos dentes, com polpa viva e morta. A desinfecção, limpeza e correto alargamento do canal radicular são os objetivos primordiais do preparo químico mecânico, que necessita de substância química coadjuvante para sua efetivação. O Endo PTC Creme neutralizado pelo Líquido de Dakin ou Solução de Milton quando da instrumentação promove:

1- Uma efetiva desinfecção dos canais radiculares.

2- Aumento de permeabilidade dentaria possibilitando a medição intracanal penetra o mais profundamente possível nos calículos dentários.

3- A lubrificação do canal, proporcionando uma instrumentação mais suave efetiva que evita a quebra de instrumento.

4- Uma real limpeza do canal pela existência de detergente na fórmula.

5- Desodorização dos canais infectados pela ação do cloro no líquido de Dakin e pela Solução de Milton.

CREME ENDO PTC

ASFER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA – EPP - CNPJ: 04.798.379/0001-88 – IE:
636.267.660.116

Página 6 de 6

Revisão 5

Elaborado Por: Fernanda Faria – Diretora Qualidade

Data: 13/09/2024

Aprovado Por: Sonia Regina Faria– Químico Responsável

6- Branqueamento da dentina pela oxidação dos pigmentos.

Informações sobre segurança:

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa Médico de Saúde Ocupacional) da NR7, as informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emití-las. Os dados dessa Ficha referem-se a um produto específico e podem não ser válidos onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros.